

Strumentario

Strumentario clinico





Informazioni importanti

Leggere attentamente prima di utilizzare il prodotto Ziacom®

Informazioni generali

Il presente documento contiene informazioni di base per l'uso dei sistemi di impianti dentali originali Ziacom®, di seguito "impianti dentali Ziacom®" o semplicemente "prodotti Ziacom®". La presente documentazione è stata elaborata come guida rapida di consultazione per il medico responsabile del trattamento, d'ora in avanti "utente" e non è quindi né un'alternativa né un sostituto della formazione specialistica e dell'esperienza clinica professionale.

I prodotti Ziacom® devono essere utilizzati realizzando un'adeguata programmazione del trattamento e seguendo rigorosamente i protocolli chirurgici e protesici stabiliti dal produttore. Prima di utilizzare un prodotto Ziacom®, leggere attentamente i protocolli chirurgici e protesici specifici per ciascun prodotto, nonché le istruzioni per l'uso e la manutenzione. Possono essere consultati anche sul nostro sito web www.ziacom.com oppure richiesti al distributore ufficiale autorizzato Ziacom® di zona.

Informazioni su responsabilità, sicurezza e garanzia.

Le indicazioni d'uso e l'utilizzo dei prodotti Ziacom® si basano sulla bibliografia internazionale pubblicata, sugli standard clinici attuali e sulla nostra esperienza, motivo per il quale devono essere intese come informazioni generali indicative. La manipolazione e l'uso dei prodotti Ziacom®, essendo fuori dal controllo di Ziacom Implants SLU, sono responsabilità esclusiva dell'utente. Ziacom Implants SLU, le sue filiali e/o i distributori ufficiali autorizzati non si assumono alcuna responsabilità, espressa o implicita, totale o parziale, per i possibili danni o difetti scaturiti dall'uso improprio del prodotto o qualsiasi altro fatto non contemplato nei protocolli e nei manuali per l'utilizzo corretto dei prodotti.

L'utente deve assicurarsi che il prodotto Ziacom® utilizzato sia quello adatto alla procedura e alla finalità prevista. Né queste istruzioni per l'uso né i protocolli di lavoro o uso dei prodotti esentano l'utente da questo obbligo. L'uso, la gestione e l'applicazione clinica dei prodotti Ziacom® devono essere effettuati da personale qualificato con il titolo necessario in base alla legislazione vigente di ogni Paese.

L'uso, l'alterazione e/o l'applicazione, in forma totale o parziale, in qualsiasi fase di realizzazione, dei prodotti Ziacom® da parte di personale non qualificato o senza il titolo necessario, invalida automaticamente qualsiasi tipo di garanzia e può provocare gravi danni alla salute del paziente.

I prodotti Ziacom® appartengono a un sistema autonomo, con caratteristiche progettuali e protocolli di lavoro specifici, che includono gli impianti dentali, gli attacchi o le componenti protesiche e gli strumenti chirurgici o protesici. L'uso dei prodotti Ziacom® in combinazione con elementi o componenti di altri produttori può causare l'insuccesso del trattamento, danni ai tessuti, danni alle strutture ossee, risultati estetici inadeguati e gravi danni alla salute del paziente. Per questo motivo, utilizzare solo prodotti originali Ziacom®.

Il personale clinico incaricato del trattamento è l'unico responsabile della sorveglianza dell'uso dei prodotti originali Ziacom® e in conformità alle istruzioni per l'uso e ai relativi protocolli di manipolazione durante l'intero processo di trattamento implantologico. L'uso di componenti, strumenti o qualsiasi altro prodotto non originale Ziacom® da soli o in combinazione con uno qualsiasi dei prodotti originali Ziacom® invaliderà automaticamente la garanzia dei prodotti originali Ziacom®.

Consultare il Programma di Garanzia Ziacom Implants SLU (disponibile sul sito web o contattando Ziacom Implants SLU, le sue filiali o i distributori autorizzati).

Avvertenza. Non tutti i prodotti Ziacom® sono disponibili in tutti i Paesi. Verificare la disponibilità.

Il marchio Ziacom® e altri nomi di prodotti o servizi, nonché i relativi loghi, menzionati in questa documentazione o sul sito web www.ziacom.com, sono marchi registrati di Ziacom Medical Group SL.

Ziacom Implants SLU si riserva il diritto di modificare, cambiare ed eliminare qualsiasi prodotto, prezzo o specifiche tecniche a cui si fa riferimento sul suo sito web o in qualsiasi documento senza preavviso. Rimangono riservati tutti i diritti. Resta vietata la riproduzione o pubblicazione totale o parziale di questa documentazione, in qualsiasi supporto o formato, senza la corrispondente autorizzazione scritta da parte di Ziacom Implants SLU.

Kit di punte universali

- Possono essere utilizzate con un contrangolo o manualmente con un'impugnatura adattatrice.
- Compatibili con la maggior parte dei sistemi implantari.
- Punta in acciaio inox.

- » Impugnatura per cacciavite. Contrangolo (CA). Manuale. Acciaio inox. Rif. **MADW1**
- » Punta per cacciavite. Ø1,20 mm. Contrangolo (CA). Acciaio inox. Esagonale. Rif. **MESD1**
- » Punta per cacciavite. Ø1,25 mm. Contrangolo (CA). Acciaio inox. Esagonale. Rif. **MESD**
- » Punta per cacciavite. Ø1,27 mm. Contrangolo (CA). Acciaio inox. Esagonale. Rif. **MESD2**
- » Punta per cacciavite. Ø1,70 mm. Contrangolo (CA). Acciaio inox. Esagonale. Rif. **MESD3**
- » Punta per cacciavite. 2,25/0,5 mm. Contrangolo (CA). Acciaio inox. A croce. Rif. **MESD4**
- » Punta per cacciavite. 1,6 mm. Contrangolo (CA). Acciaio inox. A taglio. Rif. **MESD5**
- » Punta per cacciavite. Contrangolo (CA). Acciaio inox. Unigrip. Rif. **MESD6**
- » Punta per cacciavite. Contrangolo (CA). Acciaio inox. Torx. Rif. **MESD7**



Kit con 8 punte e impugnatura
Riferimento: **KPD100**

Calibri millimetrati di profondità

- Frese trephine cliniche con spessore minimo della parete per l'estrazione di osso o di impianti.
- Angoli di taglio progettati per migliorare l'efficienza.
- Acciaio inox con rivestimento DLC che ne aumenta la resistenza e la durata.

- » Trephina. Diametri – 4,35 mm est. × 3,55 mm int. Tacche millimetriche – 2/4/6/8/10 mm. Rif. **OFC35**
- » Trephina. Diametri – 4,95 mm est. × 4,15 mm int. Tacche millimetriche – 2/4/6/8/10 mm. Rif. **OFC40**
- » Trephina. Diametri – 5,30 mm est. × 4,55 mm int. Tacche millimetriche – 2/4/6/8/10 mm. Rif. **OFC45**
- » Trephina. Diametri – 5,90 mm est. × 5,15 mm int. Tacche millimetriche – 2/4/6/8/10 mm. Rif. **OFC50**



Kit di 4 trephine millimetriche
Riferimento: **KTD100**

Punte per cricchetto

- Possono essere utilizzate con un cricchetto o manualmente con un'impugnatura adattatrice.
- Compatibili con la maggior parte dei sistemi implantari.
- Punta in acciaio inox.

- » Impugnatura per cacciavite 4x4 mm. Manuale. Acciaio inox. Rif. **MADW10**
- » Punta per cacciavite. Ø1,20 mm. Corta. Cricchetto/Manuale. Acciaio inox. Rif. **SMSD20Z**
- » Punta per cacciavite. Ø1,20 mm. Lunga. Cricchetto/Manuale. Acciaio inox. Rif. **LMSD20Z**
- » Punta per cacciavite. Ø1,25 mm. Corta. Cricchetto/Manuale. Acciaio inox. Rif. **SMSD1**
- » Punta per cacciavite. Ø1,25 mm. Lunga. Cricchetto/Manuale. Acciaio inox. Rif. **LMSD1**
- » Punta per cacciavite. Ø1,25 mm. Extra Lunga. Cricchetto/Manuale. Acciaio inox. Rif. **XLMSD1**
- » Punta per cacciavite. Ø1,27 mm. Corta. Cricchetto/Manuale. Acciaio inox. Rif. **SMSD27Z**
- » Punta per cacciavite. Ø1,27 mm. Lunga. Cricchetto/Manuale. Acciaio inox. Rif. **LMSD27Z**
- » Punta per cacciavite. Ø1,70 mm. Corta. Cricchetto/Manuale. Acciaio inox. Rif. **SMSD70Z**
- » Punta per cacciavite. Ø1,70 mm. Lunga. Cricchetto/Manuale. Acciaio inox. Rif. **LMSD70Z**
- » Punta per cacciavite. Unigrip. Corta. Cricchetto/Manuale. Acciaio inox. Rif. **SMSDT1Z**
- » Punta per cacciavite. Unigrip. Lunga. Cricchetto/Manuale. Acciaio inox. Rif. **LMSDT1Z**
- » Punta per cacciavite. Torx 6. Corta. Cricchetto/Manuale. Acciaio inox. Rif. **SMSDK6Z**
- » Punta per cacciavite. Torx 6. Lunga. Cricchetto/Manuale. Acciaio inox. Rif. **LMSDK6Z**
- » Punta per cacciavite. Tx30. Corta. Cricchetto/Manuale. Acciaio inox. Rif. **SMSD1TX**
- » Punta per cacciavite. Tx30. Lunga. Cricchetto/Manuale. Acciaio inox. Rif. **LMSD1TX**



Bisturi circolari (interni, esterni, conici e monoblocco)

Bisturi circolari



Piattaf.	Diametro (Ø)	Riferimento
 	3,50 mm/4,00 mm	MPU20
 	4,50 mm/4,95 mm	MPU34
 	5,25 mm/5,75 mm	MPU50

Strumento con trattamento superficiale DLC.



Bisturi circolari



Piattaf.	Diametro (Ø)	Riferimento
	2,80 mm/3,30 mm	MPU10

Strumento con trattamento superficiale DLC.





Consultare le condizioni generali di vendita aggiornate sul nostro sito web www.ziacom.com

Verificare la disponibilità di ciascun prodotto in base al Paese.

Rimangono riservati tutti i diritti. Nessuna parte della presente documentazione può essere riprodotta, memorizzata su supporti o sistemi di riproduzione, trasmessa in qualsiasi forma o in qualsiasi circostanza, per via elettronica, meccanica, in fotocopie, in registrazioni o in altro modo non contemplato nel presente documento senza il permesso del proprietario dei diritti su marchio, modifica e stampa. Ziacom® è un marchio registrato di Ziacom Medical Group SL.

Consultare la versione più recente dei cataloghi disponibile sul sito web www.ziacom.com.

IT | ITALIANO

