

# Nature

Réhabilitations avec transépithéliaux







# Information importante

À lire attentivement avant d'utiliser les produits Ziacom®

## Informations d'ordre général

Ce document contient des informations de base pour l'utilisation des systèmes d'implants dentaires originaux Ziacom®, ci-après dénommés « implants dentaires Ziacom® » ou simplement « produits Ziacom® ». Cette documentation a été rédigée sous forme d'un guide de référence rapide destiné au praticien responsable du traitement, ci-après l'« utilisateur », et ne constitue donc ni une alternative ni un substitut à une formation spécialisée ou à une expérience clinique professionnelle.

Les produits Ziacom® doivent être utilisés en effectuant une planification de traitement adéquate et en suivant rigoureusement les protocoles chirurgicaux et prothétiques du fabricant. Lisez attentivement les protocoles chirurgicaux et prothétiques spécifiques à chaque produit, ainsi que les instructions du mode d'emploi et d'entretien avant d'utiliser un produit Ziacom®. Vous pouvez également les consulter sur notre site web [www.ziacom.com](http://www.ziacom.com) ou les demander à votre distributeur officiel agréé Ziacom® le plus proche.

## Informations sur la responsabilité, la sécurité et la garantie.

Les indications d'utilisation et de manipulation des produits Ziacom® sont fondées sur la bibliographie internationale publiée, les normes cliniques actuelles et sur notre expérience ; elles doivent donc être comprises comme des informations générales indicatives. La manipulation et l'utilisation des produits Ziacom®, échappant au contrôle de Ziacom Implants SLU, relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur. Ziacom Implants SLU, ses filiales et/ou ses distributeurs officiels agréés déclinent toute responsabilité, expresse ou implicite, totale ou partielle, pour tout éventuel dommage ou préjudice causé par une manipulation incorrecte du produit ou par tout autre événement non prévu dans ses protocoles et manuels d'utilisation correcte de ses produits.

L'utilisateur du produit doit s'assurer que le produit Ziacom® utilisé est adapté à la procédure et à l'objectif final prévu. Ni ce mode d'emploi, ni les protocoles de travail ou de manipulation des produits ne dispensent l'utilisateur de cette obligation. L'utilisation, la manipulation et l'application clinique des produits Ziacom® doivent être effectuées par un personnel professionnel qualifié possédant les qualifications requises, conformément à la législation en vigueur dans chaque pays.

L'utilisation, la manipulation et/ou l'application, en tout ou en partie, des produits Ziacom® dans l'une de leurs phases de réalisation, par un personnel non qualifié ou sans les qualifications requises, annule automatiquement tout type de garantie et peut provoquer de graves dommages à la santé du patient.

Les produits Ziacom® font partie d'une systématique propre, avec des caractéristiques de conception et des protocoles de travail propres, incluant les implants dentaires, les compléments ou composants prothétiques et les instruments chirurgicaux ou prothétiques. L'utilisation de produits Ziacom® en combinaison avec des éléments ou des composants d'autres fabricants, peut provoquer un échec du traitement, causer des dommages aux tissus, aux structures osseuses, des résultats esthétiques inappropriés et de graves dommages à la santé du patient. Pour cette raison, seuls les produits originaux Ziacom® doivent être utilisés.

Le clinicien, chargé du traitement, est seul responsable de l'utilisation des produits originaux de Ziacom® et de les utiliser conformément au mode d'emploi et aux protocoles de manipulation pertinents pendant tout le processus de traitement implantaire. L'utilisation de composants, d'instruments ou de tout autre produit non original Ziacom®, utilisés seuls ou en combinaison avec l'un des produits originaux Ziacom®, annulera automatiquement toute garantie des produits originaux Ziacom®.

Veuillez vous référer au programme de garantie Ziacom Implants SLU (disponible sur le site web ou en contactant Ziacom Implants SLU, ses filiales ou ses distributeurs agréés).


**Avertissement** . Les produits Ziacom® ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez vérifier la disponibilité.

La marque Ziacom® et les autres noms et logos de produits ou de services mentionnés dans cette documentation ou sur le site [www.ziacom.com](http://www.ziacom.com) sont des marques déposées de Ziacom Medical Group SL.

Ziacom Implants SLU se réserve le droit de modifier, changer ou éliminer n'importe lequel de ses produits, prix ou spécifications techniques référencés sur sa page web ou dans l'un de ses documents sans préavis. Tous droits réservés. La reproduction ou publication totale ou partielle de cette documentation est interdite, sur quelques support ou format que ce soit, sans l'autorisation écrite de Ziacom Implants SLU est interdite.

# Compléments - Nature

## Pilier Nature



| Platef. | Couleur | Hauteur (H) | Diamètre (Ø) | Référence |
|---------|---------|-------------|--------------|-----------|
|         |         | 2,00        | 3,40         | NTGR3420  |
|         |         | 2,50        | 3,40         | NTGR3425  |
|         |         | 3,50        | 3,40         | NTGR3435  |
|         |         | 4,50        | 3,40         | NTGR3445  |
|         |         | 5,50        | 3,40         | NTGR3455  |
|         |         | 2,00        | 3,90         | NTGR3920  |
|         |         | 2,50        | 3,90         | NTGR3925  |
|         |         | 3,50        | 3,90         | NTGR3935  |
|         |         | 4,50        | 3,90         | NTGR3945  |
|         |         | 5,50        | 3,90         | NTGR3955  |
|         |         | 2,00        | 4,40         | NTGR4420  |
|         |         | 2,50        | 4,40         | NTGR4425  |
|         |         | 3,50        | 4,40         | NTGR4435  |
|         |         | 4,50        | 4,40         | NTGR4445  |
|         |         | 5,50        | 4,40         | NTGR4455  |

Clé d'insertion Réf. MANA100/MANA110

Anodisé Ø 3,40 / Ø 3,90 / Ø 4,40



Pilier Nature avec applicateur

Le pilier Nature est conçu pour façonner le profil d'émergence gingival au diamètre souhaité, quel que soit le diamètre de l'implant posé. Le pilier Nature est anodisé en deux sections, pour la zone gingivale en jaune et pour la zone filetée en différentes couleurs, qui indiquent le diamètre d'ouverture final du profil d'émergence sélectionné. Soit rose pour Ø 3,40, jaune pour Ø 3,90 et bleu pour Ø 4,40.



Ø 3,40  
Anodisé




Ø 3,90  
Anodisé



Ø 4,40  
Anodisé

Pilier Nature avec applicateur en plastique à base de polyéthylène téréphtalate (PET) stérilisable inclus.

## Pilier de cicatrisation Nature




| Couleur | Hauteur (H) | Diamètre (Ø) | Référence |
|---------|-------------|--------------|-----------|
|         | 0,00        | 3,40         | ZNHA340   |
|         | 1,00        | 3,40         | ZNHA341   |
|         | 2,00        | 3,40         | ZNHA342   |
|         | 3,00        | 3,40         | ZNHA343   |
|         | 4,00        | 3,40         | ZNHA344   |
|         | 0,00        | 3,90         | ZNHA390   |
|         | 1,00        | 3,90         | ZNHA391   |
|         | 2,00        | 3,90         | ZNHA392   |
|         | 3,00        | 3,90         | ZNHA393   |
|         | 4,00        | 3,90         | ZNHA394   |
|         | 0,00        | 4,40         | ZNHA440   |
|         | 1,00        | 4,40         | ZNHA441   |
|         | 2,00        | 4,40         | ZNHA442   |
|         | 3,00        | 4,40         | ZNHA443   |
|         | 4,00        | 4,40         | ZNHA444   |

Anodisé Ø 3,40 / Ø 3,90 / Ø 4,40



## Pilier d'empreinte Nature




| Couleur | Longueur (L) | Diamètre (Ø) | Référence |
|---------|--------------|--------------|-----------|
|         | 10,00        | 3,40         | ZNN340    |
|         | 10,00        | 3,90         | ZNN390    |
|         | 10,00        | 4,40         | ZNN440    |

Anodisé Ø 3,40 / Ø 3,90 / Ø 4,40



Vis incluse pour tous les piliers d'empreinte Nature.

## Analogue Nature




| Couleur | Longueur (L) | Diamètre (Ø) | Référence |
|---------|--------------|--------------|-----------|
|         | 12,00        | 3,40         | ZNIA34    |
|         | 12,00        | 3,90         | ZNIA39    |
|         | 12,00        | 4,40         | ZNIA44    |

Anodisé Ø 3,40 / Ø 3,90 / Ø 4,40



### Analogue Nature 3D - Individuel




| Couleur | Longueur (L) | Diamètre (Ø) | Référence |
|---------|--------------|--------------|-----------|
|         | 13,00        | 3,40         | ZNIA343D  |
|         | 13,00        | 3,90         | ZNIA393D  |
|         | 13,00        | 4,40         | ZNIA443D  |

Anodisé Ø 3,40 / Ø 3,90 / Ø 4,40



### Analogue Nature 3D - Pack




| Couleur | Longueur (L) | Diamètre (Ø) | Référence |
|---------|--------------|--------------|-----------|
|         | 13,00        | 3,40         | ZNIA343DC |
|         | 13,00        | 3,90         | ZNIA393DC |
|         | 13,00        | 4,40         | ZNIA443DC |

Anodisé Ø 3,40 / Ø 3,90 / Ø 4,40



\* Vis de base Réf. DSIADI et vis latérale Réf. DSIADT pour la connexion de l'analogue incluses.

### Vis - Analogue 3D




| Type               | Longueur (L) | Référence |
|--------------------|--------------|-----------|
| Vis de base (1) *  | -            | DSIADI    |
| Vis latérale (2) * | 15,00        | DSIADT    |



\* Pack de 4 unités.

### Vis de laboratoire Nature



| Système | Longueur (L) | Référence |
|---------|--------------|-----------|
| Nature  | 6,00         | ZNDS3410L |



Vis NON adaptée à une utilisation comme vis clinique définitif.

### Vis clinique Kiran Nature



| Système | Longueur (L) | Référence |
|---------|--------------|-----------|
| Nature  | 6,40         | ZNDS3410  |



Vis spéciale Kiran avec traitement de surface.

### Vis clinique Kiran Tx30 Nature




| Système | Longueur (L) | Référence  |
|---------|--------------|------------|
| Nature  | 6,00         | ZNDS3410TX |



Vis spéciale Kiran Tx30 avec traitement de surface.

### Pilier provisoire Nature



Rotatif

| Couleur | Longueur (L) | Diamètre (Ø) | Référence |
|---------|--------------|--------------|-----------|
|         | 9,50         | 3,40         | ZNRT34    |
|         | 9,50         | 3,90         | ZNRT39    |
|         | 9,50         | 4,40         | ZNRT44    |

Anodisé Ø 3,40 / Ø 3,90 / Ø 4,40



Non rotatif


| Couleur | Longueur (L) | Diamètre (Ø) | Référence |
|---------|--------------|--------------|-----------|
|         | 9,50         | 3,40         | ZNNT34    |
|         | 9,50         | 3,90         | ZNNT39    |
|         | 9,50         | 4,40         | ZNNT44    |

Anodisé Ø 3,40 / Ø 3,90 / Ø 4,40



Vis incluse.

### Pilier provisoire Nature



Rotatif

| Système | Longueur (L) | Diamètre (Ø) | Référence |
|---------|--------------|--------------|-----------|
| Nature  | 9,50         | 3,40         | ZNRP34    |
|         | 9,50         | 3,90         | ZNRP39    |
|         | 9,50         | 4,40         | ZNRP44    |




Non rotatif

| Système | Longueur (L) | Diamètre (Ø) | Référence |
|---------|--------------|--------------|-----------|
| Nature  | 9,50         | 3,40         | ZNPN34    |
|         | 9,50         | 3,90         | ZNPN39    |
|         | 9,50         | 4,40         | ZNPN44    |



Vis incluse.

### Pilier base usinée Nature + Pilier calcinable



Rotatif

| Système | Longueur (L) | Diamètre (Ø) | Référence |
|---------|--------------|--------------|-----------|
| Nature  | 9,60         | 3,40         | ZNBRU34   |
|         | 9,60         | 3,90         | ZNBRU39   |
|         | 9,60         | 4,40         | ZNBRU44   |



Non rotatif

| Système | Longueur (L) | Diamètre (Ø) | Référence |
|---------|--------------|--------------|-----------|
| Nature  | 9,60         | 3,40         | ZNBNU34   |
|         | 9,60         | 3,90         | ZNBNU39   |
|         | 9,60         | 4,40         | ZNBNU44   |



Vis Réf. ZNDS3410 pour tous les piliers base usinée Nature + pilier calcinable.

# Compléments - Nature

## DIGITAL CAD-CAM

### Scanbody ZiaCam sur pilier Nature



| Système | Longueur (L) | Référence |
|---------|--------------|-----------|
| Nature  | 9,00         | FNSYA34ZN |



Indiqué pour clinique et laboratoire.

Vis Réf. ZNDS3410L incluse pour tous les Scanbody ZiaCam sur pilier Nature.

### Ti-Base ZiaCam sur pilier Nature



#### Rotatif

| Système | Hauteur (Hg/Ht) | Diamètre (Ø) | Référence |
|---------|-----------------|--------------|-----------|
| Nature  | 0,50/5,00       | 3,40/3,80    | ZNFRU381  |
|         | 0,50/5,00       | 3,90         | ZNFRU391  |
|         | 0,50/5,00       | 4,40         | ZNFRU441  |



#### Non rotatif

| Système | Hauteur (Hg/Ht) | Diamètre (Ø) | Référence |
|---------|-----------------|--------------|-----------|
| Nature  | 0,50/5,00       | 3,40/3,80    | ZNFNU381  |
|         | 0,50/5,00       | 3,90         | ZNFNU391  |
|         | 0,50/5,00       | 4,40         | ZNFNU441  |



Vis spéciale Kiran avec traitement de surface incluse Réf. ZNDS3410 pour tous les Ti-Base ZiaCam sur pilier Nature.

### Ti-Base ZiaCam Tx30 sur pilier Nature



#### Rotatif

| Système | Hauteur (Hg/Ht) | Diamètre (Ø) | Référence  |
|---------|-----------------|--------------|------------|
| Nature  | 0,50/6,00       | 3,40/3,80    | ZNFRU381TX |
|         | 0,50/6,00       | 3,90         | ZNFRU391TX |
|         | 0,50/6,00       | 4,40         | ZNFRU441TX |



#### Non rotatif


| Système | Hauteur (Hg/Ht) | Diamètre (Ø) | Référence  |
|---------|-----------------|--------------|------------|
| Nature  | 0,50/6,00       | 3,40/3,80    | ZNFNU381TX |
|         | 0,50/6,00       | 3,90         | ZNFNU391TX |
|         | 0,50/6,00       | 4,40         | ZNFNU441TX |



Vis spéciale Kiran Tx30 avec traitement de surface incluse Réf. ZNDS3410TX pour tous les Ti-Base ZiaCam Tx30 sur pilier Nature.

### ■ TI-BASE ZIACAM SUR PILIER NATURE

Tenir compte du fait que les piliers Ti-Base sur pilier Nature, références **ZNFRU381**, **ZNFNU381**, **ZNFRU381TX** et **ZNFNU381TX**, ont été conçus avec une plateforme allant de 3,40 mm en extension coronaire à 3,80 mm, considérée comme conforme à l'épaisseur minimale recommandée pour le matériau qui sera utilisé dans la fabrication de la restauration sur le Ti-Base.





Veuillez consulter les conditions générales de vente mises à jour sur notre site web [www.ziacom.com](http://www.ziacom.com).

Veuillez vous référer à la disponibilité de chaque produit par pays.

Tous droits réservés. Aucune partie de cette documentation ne saurait être reproduite, stockée sur un support ou un système de reproduction, ni transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, non couvert par le présent document, sans l'autorisation du titulaire des droits de la marque, de publication et d'impression. Ziacom® est une marque déposée de Ziacom Medical Group SL.

Veuillez consulter la dernière version disponible des catalogues sur le site [www.ziacom.com](http://www.ziacom.com).

FR | FRANÇAIS

