

Nature

Reabilitações com transepteliais





Informação importante

Leia atentamente antes de utilizar os produtos Zicom®

Informação geral

Este documento contém informações básicas para a utilização de sistemas de implantes dentários Zicom® originais, doravante designados por "implantes dentários Zicom®" ou simplesmente "produtos Zicom®". Esta documentação foi redigida como guia rápido de consulta para o médico responsável pelo tratamento adiante "utilizador", e não é, portanto, uma alternativa nem um substituto da formação especializada e da experiência clínica profissional.

Os produtos Zicom® devem ser utilizados com um planeamento adequado do tratamento e seguindo rigorosamente os protocolos cirúrgicos e protéticos estabelecidos pelo fabricante. Leia atentamente os protocolos cirúrgicos e protéticos específicos de cada produto, bem como as instruções de utilização e manutenção, antes de utilizar um produto Zicom®. Pode consultá-los também no nosso website www.zicom.com ou solicitá-los ao seu distribuidor oficial autorizado Zicom® mais próximo.

Informação sobre responsabilidade, segurança e garantia.

As indicações para a utilização e manipulação dos produtos Zicom® baseiam-se na bibliografia internacional publicada, nos padrões clínicos atuais e na nossa experiência, portanto, devem ser entendidas como informações gerais indicativas. A manipulação e utilização dos produtos Zicom®, estando fora do controlo da Zicom Implants SLU, são da inteira responsabilidade do utilizador. A Zicom Implants SLU, as suas filiais e/ou seus distribuidores oficiais autorizados declinam toda a responsabilidade, expressa ou implícita, total ou parcial, pelos possíveis danos ou prejuízos ocasionados pela má manipulação do produto ou por qualquer outro facto não contemplado nos seus protocolos e manuais para a correta utilização dos seus produtos.

O utilizador do produto deve assegurar-se de que o produto Zicom® utilizado é adequado para o procedimento e finalidade prevista. Estas instruções de utilização e os protocolos de trabalho ou de manipulação dos produtos não isentam o utilizador desta obrigação. A utilização, manipulação e aplicação clínica dos produtos Zicom® devem ser realizados por profissionais qualificados e com as certificações necessárias de acordo com a legislação vigente de cada país.

A utilização, manipulação e/ou aplicação, de forma total ou parcial, em qualquer uma das suas fases de realização dos produtos Zicom® por pessoal não qualificado ou sem a necessária certificação para isso, anula automaticamente qualquer tipo de garantia e pode ocasionar graves danos na saúde do paciente.

Os produtos Zicom® fazem parte de uma sistemática própria, com características de conceção e protocolos de trabalho próprios, que incluem os implantes dentários, complementos ou componentes protodônticos e a o instrumental cirúrgico ou protético. A utilização de produtos originais da Zicom® em combinação com elementos ou componentes de outros fabricantes, pode causar um fracasso no tratamento, provocar danos nos tecidos, provocar danos nas estruturas ósseas, resultados estéticos não adequados e danos graves à saúde do paciente. Por este motivo, só devem ser utilizados produtos originais da Zicom®.

O profissional clínico, encarregado do tratamento, é o único responsável por garantir a correta utilização dos produtos originais da Zicom e pela sua utilização de acordo com as correspondentes instruções de utilização e protocolos de manuseamento ao longo de todo o processo de tratamento implantológico. A utilização de componentes, instrumental ou qualquer outro produto não original da Zicom® que seja utilizado só ou em combinação com qualquer dos produtos originais da Zicom® anulará automaticamente a garantia dos produtos originais da Zicom®.

Consulte o Programa de Garantia Zicom Implants SLU (disponível no nosso website ou contactando a Zicom Implants SLU, as suas filiais ou distribuidores autorizados).


Advertência. Nem todos os produtos Zicom® estão disponíveis em todos os países. Consulte a disponibilidade.

A marca Zicom® e outros nomes e logótipos de produtos ou serviços mencionados nesta documentação ou no website www.zicom.com são marcas registadas da Zicom Medical Group SL.

A Zicom Implants SLU reserva-se o direito de modificar, alterar e eliminar qualquer um dos produtos, preços ou especificações técnicas referenciadas neste website ou em qualquer um dos seus documentos sem aviso prévio. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução ou publicação total ou parcial desta documentação, em qualquer meio ou formato, sem a correspondente autorização por escrito da Zicom Implants SLU.

Prótese - Nature

Pilar Nature



Plataf.	Cor	Altura (H)	Diâmetro (Ø)	Referência
■	■	2,00	3,40	NTGR3420
■	■	2,50	3,40	NTGR3425
■	■	3,50	3,40	NTGR3435
■	■	4,50	3,40	NTGR3445
■	■	5,50	3,40	NTGR3455
■	■	2,00	3,90	NTGR3920
■	■	2,50	3,90	NTGR3925
■	■	3,50	3,90	NTGR3935
■	■	4,50	3,90	NTGR3945
■	■	5,50	3,90	NTGR3955
■	■	2,00	4,40	NTGR4420
■	■	2,50	4,40	NTGR4425
■	■	3,50	4,40	NTGR4435
■	■	4,50	4,40	NTGR4445
■	■	5,50	4,40	NTGR4455

Chave de inserção Ref. MANA100/MANA110

Anodizado Ø3,40 ■ / Ø3,90 ■ / Ø4,40 ■



Inclui o pilar Nature com aplicador de plástico esterilizável de polietileno tereftalato (PET).




Pilar Nature com aplicador

O pilar Nature foi concebido para moldar o perfil de emergência gengival ao diâmetro pretendido, independentemente do diâmetro do implante colocado. O pilar Nature é anodizado em 2 secções, para a zona gengival em amarelo e para a zona rosca em cores diferentes, que indicam o diâmetro de abertura final do perfil de emergência seleccionado. Rosa para Ø3,40, amarelo para Ø3,90 e azul para Ø4,40.



Ø3,40 Anodizado ■
Ø3,90 Anodizado ■
Ø4,40 Anodizado ■

Pilar de cicatrização Nature




Cor	Altura (H)	Diâmetro (Ø)	Referência
■	0,00	3,40	ZNHA340
■	1,00	3,40	ZNHA341
■	2,00	3,40	ZNHA342
■	3,00	3,40	ZNHA343
■	4,00	3,40	ZNHA344
■	0,00	3,90	ZNHA390
■	1,00	3,90	ZNHA391
■	2,00	3,90	ZNHA392
■	3,00	3,90	ZNHA393
■	4,00	3,90	ZNHA394
■	0,00	4,40	ZNHA440
■	1,00	4,40	ZNHA441
■	2,00	4,40	ZNHA442
■	3,00	4,40	ZNHA443
■	4,00	4,40	ZNHA444

Anodizado Ø3,40 ■ / Ø3,90 ■ / Ø4,40 ■



Pilar de impressão Nature




Cor	Comprimento (L)	Diâmetro (Ø)	Referência
■	10,00	3,40	ZNN340
■	10,00	3,90	ZNN390
■	10,00	4,40	ZNN440

Anodizado Ø3,40 ■ / Ø3,90 ■ / Ø4,40 ■



Inclui parafuso para todos os pilares de impressão Nature.

Análogo Nature




Cor	Comprimento (L)	Diâmetro (Ø)	Referência
■	12,00	3,40	ZNIA34
■	12,00	3,90	ZNIA39
■	12,00	4,40	ZNIA44

Anodizado Ø3,40 ■ / Ø3,90 ■ / Ø4,40 ■



Análogo Nature 3D - S/Parafusos




Cor	Comprimento (L)	Diâmetro (Ø)	Referência
	13,00	3,40	ZNIA343D
	13,00	3,90	ZNIA393D
	13,00	4,40	ZNIA443D

Anodizado Ø3,40 / Ø3,90 / Ø4,40



Análogo Nature 3D - Pack



Cor	Comprimento (L)	Diâmetro (Ø)	Referência
	13,00	3,40	ZNIA343DC
	13,00	3,90	ZNIA393DC
	13,00	4,40	ZNIA443DC

Anodizado Ø3,40 / Ø3,90 / Ø4,40



* Inclui parafuso base Ref. DSIADI e parafuso lateral Ref. DSIADT para a conexão do análogo.

Parafusos - Análogo 3D




Tipo	Comprimento (L)	Referência
Parafuso base (1)*	-	DSIADI
Parafuso lateral (2)*	15,00	DSIADT



* Pack de 4 unidades.

Parafuso de laboratório Nature



Sistema	Comprimento (L)	Referência
Nature	6,00	ZNDS3410L



Parafuso NÃO adequado para a utilização como parafuso clínico definitivo.

Parafuso clínico Kiran Nature



Sistema	Comprimento (L)	Referência
Nature	6,40	ZNDS3410



Parafuso especial Kiran com tratamento superficial.

Parafuso clínico Kiran Tx30 Nature




Sistema	Comprimento (L)	Referência
Nature	6,00	ZNDS3410TX



Parafuso especial Kiran Tx30 com tratamento superficial.

Pilar provisório Nature



Cor	Comprimento (L)	Diâmetro (Ø)	Referência
	9,50	3,40	ZNRT34
	9,50	3,90	ZNRT39
	9,50	4,40	ZNRT44

Anodizado Ø3,40 / Ø3,90 / Ø4,40



Não rotativo


Cor	Comprimento (L)	Diâmetro (Ø)	Referência
	9,50	3,40	ZNNT34
	9,50	3,90	ZNNT39
	9,50	4,40	ZNNT44

Anodizado Ø3,40 / Ø3,90 / Ø4,40



Inclui parafuso.

Pilar provisório Nature



Sistema	Comprimento (L)	Diâmetro (Ø)	Referência
Nature	9,50	3,40	ZNRP34
	9,50	3,90	ZNRP39
	9,50	4,40	ZNRP44




Não rotativo

Sistema	Comprimento (L)	Diâmetro (Ø)	Referência
Nature	9,50	3,40	ZNRP34
	9,50	3,90	ZNRP39
	9,50	4,40	ZNRP44



Inclui parafuso.

Pilar com base mecanizado Nature + Pilar calcinável



Sistema	Comprimento (L)	Diâmetro (Ø)	Referência
Nature	9,60	3,40	ZNBRU34
	9,60	3,90	ZNBRU39
	9,60	4,40	ZNBRU44



Não rotativo

Sistema	Comprimento (L)	Diâmetro (Ø)	Referência
Nature	9,60	3,40	ZNBRU34
	9,60	3,90	ZNBRU39
	9,60	4,40	ZNBRU44



Inclui parafuso Ref. ZNDS3410 para todos os Pilar base mecanizada Nature + Pilar calcinável.

Prótese - Nature

DIGITAL CAD-CAM

Scanbody ZiaCam para pilar Nature



Sistema	Comprimento (L)	Referência
Nature	9,00	FNSYA34ZN



Indicado para clínica e laboratório.

Inclui o parafuso Ref. ZNDS3410L para todos os Scanbody ZiaCam para pilar Nature.

Ti-Base ZiaCam para pilar Nature



Rotativo

Sistema	Altura (Hg/Ht)	Diâmetro (Ø)	Referência
Nature	0,50/5,00	3,40/3,80	ZNFRU381
	0,50/5,00	3,90	ZNFRU391
	0,50/5,00	4,40	ZNFRU441



Não rotativo

Sistema	Altura (Hg/Ht)	Diâmetro (Ø)	Referência
Nature	0,50/5,00	3,40/3,80	ZNFNU381
	0,50/5,00	3,90	ZNFNU391
	0,50/5,00	4,40	ZNFNU441



Inclui parafuso especial Kiran com tratamento de superfície Ref. ZNDS3410 para todos os Ti-Base ZiaCam para Nature.

Ti-Base ZiaCam Tx30 para pilar Nature



Rotativo

Sistema	Altura (Hg/Ht)	Diâmetro (Ø)	Referência
Nature	0,50/6,00	3,40/3,80	ZNFRU381TX
	0,50/6,00	3,90	ZNFRU391TX
	0,50/6,00	4,40	ZNFRU441TX



Não rotativo


Sistema	Altura (Hg/Ht)	Diâmetro (Ø)	Referência
Nature	0,50/6,00	3,40/3,80	ZNFNU381TX
	0,50/6,00	3,90	ZNFNU391TX
	0,50/6,00	4,40	ZNFNU441TX



Inclui parafuso especial Kiran Tx30 com tratamento de superfície Ref. ZNDS3410TX para todos os Ti-Base ZiaCam Tx30 para Nature.

TI-BASE ZIACAM PARA PILAR NATURE

Considerar que os pilares Ti-Base para Pilar Nature com as referências **ZNFRU381**, **ZNFNU381**, **ZNFRU381TX** e **ZNFNU381TX**, foram concebidos com uma plataforma que varia entre 3,40 mm de extensão coronária e 3,80 mm, considerada para cumprir a espessura mínima recomendada para o material a utilizar no fabrico da restauração sobre o Ti-Base.





Consulte as condições gerais de venda atualizadas no nosso website www.ziacom.com

Consulte a disponibilidade de cada produto por país.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta documentação pode ser reproduzida, armazenada em qualquer suporte ou sistema de reprodução, ou transmitida sob qualquer forma ou por qualquer meio, eletronicamente, mecanicamente, em fotocópia, gravação ou de qualquer outra forma não contemplada aqui sem a permissão do proprietário dos direitos da marca, edição e impressão. Ziacom® é uma marca registrada da Ziacom Medical Group SL.

Consulte a última versão disponível dos catálogos em www.ziacom.com.

PT | PORTUGUÊS

