

Instrumental

Instrumental clínico





Informação importante

Leia atentamente antes de utilizar os produtos Zicom®

Informação geral

Este documento contém informações básicas para a utilização de sistemas de implantes dentários Zicom® originais, doravante designados por "implantes dentários Zicom®" ou simplesmente "produtos Zicom®". Esta documentação foi redigida como guia rápido de consulta para o médico responsável pelo tratamento adiante "utilizador", e não é, portanto, uma alternativa nem um substituto da formação especializada e da experiência clínica profissional.

Os produtos Zicom® devem ser utilizados com um planeamento adequado do tratamento e seguindo rigorosamente os protocolos cirúrgicos e protéticos estabelecidos pelo fabricante. Leia atentamente os protocolos cirúrgicos e protéticos específicos de cada produto, bem como as instruções de utilização e manutenção, antes de utilizar um produto Zicom®. Pode consultá-los também no nosso website www.zicom.com ou solicitá-los ao seu distribuidor oficial autorizado Zicom® mais próximo.

Informação sobre responsabilidade, segurança e garantia.

As indicações para a utilização e manipulação dos produtos Zicom® baseiam-se na bibliografia internacional publicada, nos padrões clínicos atuais e na nossa experiência, portanto, devem ser entendidas como informações gerais indicativas. A manipulação e utilização dos produtos Zicom®, estando fora do controlo da Zicom Implants SLU, são da inteira responsabilidade do utilizador. A Zicom Implants SLU, as suas filiais e/ou seus distribuidores oficiais autorizados declinam toda a responsabilidade, expressa ou implícita, total ou parcial, pelos possíveis danos ou prejuízos ocasionados pela má manipulação do produto ou por qualquer outro facto não contemplado nos seus protocolos e manuais para a correta utilização dos seus produtos.

O utilizador do produto deve assegurar-se de que o produto Zicom® utilizado é adequado para o procedimento e finalidade prevista. Estas instruções de utilização e os protocolos de trabalho ou de manipulação dos produtos não isentam o utilizador desta obrigação. A utilização, manipulação e aplicação clínica dos produtos Zicom® devem ser realizados por profissionais qualificados e com as certificações necessárias de acordo com a legislação vigente de cada país.

A utilização, manipulação e/ou aplicação, de forma total ou parcial, em qualquer uma das suas fases de realização dos produtos Zicom® por pessoal não qualificado ou sem a necessária certificação para isso, anula automaticamente qualquer tipo de garantia e pode ocasionar graves danos na saúde do paciente.

Os produtos Zicom® fazem parte de uma sistemática própria, com características de conceção e protocolos de trabalho próprios, que incluem os implantes dentários, complementos ou componentes protodônticos e a o instrumental cirúrgico ou protético. A utilização de produtos originais da Zicom® em combinação com elementos ou componentes de outros fabricantes, pode causar um fracasso no tratamento, provocar danos nos tecidos, provocar danos nas estruturas ósseas, resultados estéticos não adequados e danos graves à saúde do paciente. Por este motivo, só devem ser utilizados produtos originais da Zicom®.

O profissional clínico, encarregado do tratamento, é o único responsável por garantir a correta utilização dos produtos originais da Zicom e pela sua utilização de acordo com as correspondentes instruções de utilização e protocolos de manuseamento ao longo de todo o processo de tratamento implantológico. A utilização de componentes, instrumental ou qualquer outro produto não original da Zicom® que seja utilizado só ou em combinação com qualquer dos produtos originais da Zicom® anulará automaticamente a garantia dos produtos originais da Zicom®.

Consulte o Programa de Garantia Zicom Implants SLU (disponível no nosso website ou contactando a Zicom Implants SLU, as suas filiais ou distribuidores autorizados).

Advertência. Nem todos os produtos Zicom® estão disponíveis em todos os países. Consulte a disponibilidade.

A marca Zicom® e outros nomes e logótipos de produtos ou serviços mencionados nesta documentação ou no website www.zicom.com são marcas registadas da Zicom Medical Group SL.

A Zicom Implants SLU reserva-se o direito de modificar, alterar e eliminar qualquer um dos produtos, preços ou especificações técnicas referenciadas neste website ou em qualquer um dos seus documentos sem aviso prévio. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução ou publicação total ou parcial desta documentação, em qualquer meio ou formato, sem a correspondente autorização por escrito da Zicom Implants SLU.

Kit de pontas universais

- Podem ser utilizadas com contra-ângulo ou manualmente com um cabo adaptador.
- Compatíveis com a maioria dos sistemas de implantes.
- Pontas em aço inoxidável.

- » Cabo de chave de fendas. Contra-ângulo (CA). Manual. Aço inoxidável. Ref. **MADW1**
- » Ponta de chave de fendas. Ø1,20 mm. Contra-ângulo (CA). Aço inoxidável. Hexagonal. Ref. **MESD1**
- » Ponta de chave de fendas. Ø1,25 mm. Contra-ângulo (CA). Aço inoxidável. Hexagonal. Ref. **MESD**
- » Ponta de chave de fendas. Ø1,27 mm. Contra-ângulo (CA). Aço inoxidável. Hexagonal. Ref. **MESD2**
- » Ponta de chave de fendas. Ø1,70 mm. Contra-ângulo (CA). Aço inoxidável. Hexagonal. Ref. **MESD3**
- » Ponta de chave de fendas. 2,25/0,5 mm. Contra-ângulo (CA). Aço inoxidável. Cruzada. Ref. **MESD4**
- » Ponta de chave de fendas. 1,6 mm. Contra-ângulo (CA). Aço inoxidável. Plana. Ref. **MESD5**
- » Ponta de chave de fendas. Contra-ângulo (CA). Aço inoxidável. Unigrip. Ref. **MESD6**
- » Ponta de chave de fendas. Contra-ângulo (CA). Aço inoxidável. Torx. Ref. **MESD7**



Kit com 8 pontas e cabo
Referência: **KPD100**

Calibradores milimetrados de profundidade

- Trépanos clínicos com espessura mínima de parede para remoção de osso ou de implantes.
- Ângulos de corte concebidos para melhorar a eficiência.
- Aço inoxidável com revestimento DLC para maior resistência e durabilidade.

- » Trépano. Diâmetros - 4,35 mm ext. × 3,55 mm int. Marcação milimetrada - 2/4/6/8/10 mm. Ref. **OFC35**
- » Trépano. Diâmetros - 4,95 mm ext. × 4,15 mm int. Marcação milimetrada - 2/4/6/8/10 mm. Ref. **OFC40**
- » Trépano. Diâmetros - 5,30 mm ext. × 4,55 mm int. Marcação milimetrada - 2/4/6/8/10 mm. Ref. **OFC45**
- » Trépano. Diâmetros - 5,90 mm ext. × 5,15 mm int. Marcação milimetrada - 2/4/6/8/10 mm. Ref. **OFC50**



Kit de 4 trépanos milimetrados
Referência: **KTD100**

Pontas para chave de catraca


- Podem ser utilizadas com chave de catraca ou manualmente com um cabo adaptador.
- Compatíveis com a maioria dos sistemas de implantes.
- Pontas em aço inoxidável.

- » Cabo de chave de fendas 4 × 4 mm. Manual. Aço inoxidável. Ref. **MADW10**
- » Ponta de chave de fendas. Ø1,20 mm. Curta. Chave de catraca/Manual. Aço inoxidável. Ref. **SMSD20Z**
- » Ponta de chave de fendas. Ø1,20 mm. Longa. Chave de catraca/Manual. Aço inoxidável. Ref. **LMSD20Z**
- » Ponta de chave de fendas. Ø1,25 mm. Curta. Chave de catraca/Manual. Aço inoxidável. Ref. **SMSD1**
- » Ponta de chave de fendas. Ø1,25 mm. Longa. Chave de catraca/Manual. Aço inoxidável. Ref. **LMSD1**
- » Ponta de chave de fendas. Ø1,25 mm. Extra longa. Chave de catraca/Manual. Aço inoxidável. Ref. **XLMSD1**
- » Ponta de chave de fendas. Ø1,27 mm. Curta. Chave de catraca/Manual. Aço inoxidável. Ref. **SMSD27Z**
- » Ponta de chave de fendas. Ø1,27 mm. Longa. Chave de catraca/Manual. Aço inoxidável. Ref. **LMSD27Z**
- » Ponta de chave de fendas. Ø1,70 mm. Curta. Chave de catraca/Manual. Aço inoxidável. Ref. **SMSD70Z**
- » Ponta de chave de fendas. Ø1,70 mm. Longa. Chave de catraca/Manual. Aço inoxidável. Ref. **LMSD70Z**
- » Ponta de chave de fendas. Unigrip. Curta. Chave de catraca/Manual. Aço inoxidável. Ref. **SMSDT1Z**
- » Ponta de chave de fendas. Unigrip. Longa. Chave de catraca/Manual. Aço inoxidável. Ref. **LMSDT1Z**
- » Ponta de chave de fendas. Torx 6. Curta. Chave de catraca/Manual. Aço inoxidável. Ref. **SMSDK6Z**
- » Ponta de chave de fendas. Torx 6. Longa. Chave de catraca/Manual. Aço inoxidável. Ref. **LMSDK6Z**
- » Ponta de chave de fendas. Tx30. Curta. Chave de catraca/Manual. Aço inoxidável. Ref. **SMSDT1X**
- » Ponta de chave de fendas. Tx30. Longa. Chave de catraca/Manual. Aço inoxidável. Ref. **LMSDT1X**



Bisturis circulares (internos, externos, cónicos e monobloco)

Bisturis circulares



Plataf.	Diâmetro (Ø)	Referência
	3,50 mm/4,00 mm	MPU20
	4,50 mm/4,95 mm	MPU34
	5,25 mm/5,75 mm	MPU50

Instrumento com tratamento superficial DLC.



Bisturis circulares



Plataf.	Diâmetro (Ø)	Referência
	2,80 mm/3,30 mm	MPU10

Instrumento com tratamento superficial DLC.





Consulte as condições gerais de venda atualizadas no nosso website www.ziacom.com

Consulte a disponibilidade de cada produto por país.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta documentação pode ser reproduzida, armazenada em qualquer suporte ou sistema de reprodução, ou transmitida sob qualquer forma ou por qualquer meio, eletronicamente, mecanicamente, em fotocópia, gravação ou de qualquer outra forma não contemplada aqui sem a permissão do proprietário dos direitos da marca, edição e impressão. Ziacom® é uma marca registrada da Ziacom Medical Group SL.

Consulte a última versão disponível dos catálogos em www.ziacom.com.

PT | PORTUGUÊS

